



4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. R. Weigla 5
50-981 Wrocław
NIP: 899-22-28-956

Wrocław, 7-04-2015

Odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania, dotyczące zapytania ofertowego na dostawę systemów przeciwoleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn, na potrzeby wyposażenia oddziałów szpitalnych.

Dla Pakietu 1:

P.: -prosimy o dopuszczenie materaca o budowie monolitycznej (komory poprzeczne zespolone na stałe) w celu eliminacji ryzyka kontaktu ciała pacjenta z podłożem, z możliwością wymiany całego zespołu komór, spełniającego pozostałe wymagania techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwoleżynowy o wymiarach 200x90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane materace przeciwoleżynowe pracowały w systemie 3:1 w stałym cyklu 10 minutowym, ograniczając powierzchnię styku materaca z ciałem pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby pompa współpracująca z materacem przeciwoleżynowym posiadała alarm wizualny niskiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dla Pakietu 2:

Pytanie: -czy Zamawiający dopuści materac dynamiczny z trybem statycznym (pielęgnacyjnym) spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: -czy Zamawiający dopuści materac wymienny - do położenia bezpośrednio na łóżko?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwoleżynowy o wymiarach 200x90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie (wg skali IV stopniowej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane materace przeciwoleżynowe pracowały w systemie 3:1 w stałym cyklu 10 minutowym, ograniczając powierzchnię styku materaca z ciałem pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby pompa współpracująca z materacem przeciwoodleżynowym posiadała alarm wizualny niskiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany materac spełniał poniższy opis:

-Materac aktywny, do terapii przeciwoodleżynowej do 4 stopnia w skali 4-ro stopniowej, umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny

-Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą

-Konstrukcja powłok i komór zmniejszająca siły ścinające oddziałujące na pacjenta podczas zsuwania się w łóżku w pozycji półsiedzącej i siedzącej poprzez powlekanie koszulki na spodzie pokrowca oraz komory dostosowujące się do przesuwającego się pacjenta. W ten sposób nie dochodzi do uszkodzenia struktur powłok skórnych a tym samym zapobiega powstawaniu odleżynom.

-Komory pojedyncze, możliwość wymiany poszczególnych komór w prosty i szybki sposób.

-Pokrowiec rozciągliwy poprzecznie i wzdłużnie,

-Praca materac z pompą w trybie bardzo cichym i komfortowym dla personelu i pacjenta nie przekraczająca poziomu hałasu

1. zmiennociśnieniowy w systemie pracy komór 3:1, najbardziej zaawansowany tryb przeciwoodleżynowy (możliwość ustawienia cyklu zmian pomiędzy komorami w czasie od 3 do 30 minut),

2. stały, statyczny niskociśnieniowy (niskie ciśnienie statyczne), zapewnia komfort podczas np. snu pacjenta.

3. tymczasowy statyczny (tryb maksymalnego wypełnienia komór powietrzem do prowadzenia procedur wymagających stabilności podłoża na którym leży pacjent, np. zakładanie dojsć naczyniowych. System bezpieczeństwa powodujący automatyczny powrót materaca w tryb poprzednio ustawiony i bezpieczny dla pacjenta po upływie 20 minut. Zapobiega pozostawieniu nieumyślnie pacjenta na maksymalnie wypełnionych komorach materaca, co mogło by skutkować powstaniem uszkodzeń ciała pacjenta w postaci odleżyn.

-Wybór wagi pacjenta ustawiany przy użyciu czytelnych piktogramów z wartością wyświetlaną na ekranie LCD pompy (tolerancja różnicy 10%)

-Licznik godzin pracy pompy

-Funkcja blokady panelu, aby uniknąć przypadkowej zmianie zadanych parametrów

-Funkcja transportowa. Powietrze zostanie w materacu przez 12 godzin po użyciu funkcji transportowej. Umożliwia odłączenie pompy od materaca np. podczas transportów pacjenta.

-Alarm: akustyczny i optyczny. Funkcja wyciszenia/wyłączenia alarmu

-Funkcja CPR mechaniczna dla szybkiego wypuszczania powietrza w sytuacjach ratowania życia pacjenta (oznaczona pomarańczowym pasem). Zawór CPR umieszczony w segmencie pleców dla szybszej ewakuacji powietrza w segmencie najważniejszym do prowadzenia szybkiego masażu serca w resuscytacji. Dodatkowo możliwość wypuszczania powietrza z materaca poprzez odłączenie zaworu przy pompie.

-Podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki.

-Maksymalna waga pacjenta 180 kg

-System mocowania materaca do łóżka zapobiegający zsuwaniu się materaca

-Pompa wyposażona w filtr przeciwpyłowy łatwy do wymiany bez użycia narzędzi.

-Uchwyt do zawieszenia pompy na łóżku z regulacją rozstawu i odległości

-Pompa oraz materac łatwy do mycia i dezynfekcji, bez elementów trudnodostępnych.

Pompa z przyciskami membranowymi, nie wystającymi poza obrys pompy, dającymi gwarancję bezpieczeństwa przed zalaniem i uszkodzeniem.

- Waga materaca - 5,5 kg
- Całkowita waga stanu gotowego do użycia wraz z pompą: 7,2 kg
- Całkowity wymiar materaca pacjenta w stanie warunków korzystania, nadmuchany: 200cm x 90 cm.
- zakres ciśnienia w materacu 25 mmHg – 75 mmHg
- Liczba komór materaca: 18, długość komór: 90 cm, wysokość komór 12,5 cm
- Kabel zasilający 4 metry?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał.

W powyższej sprawie proszę kontaktować się:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław
Seksja Sprzętu Medycznego Tel. 071 7660 468
Fax 071 7660 468
e-mail: ssm@4wsk.pl

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ
50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
R 930090240, NIP 899-22-28-956