



TN-S

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

- AGAT 4x18W/PAR
AGA LIGHT 14 szt
- j.w. lecz z inwentarem 2h 18W
AGA LIGHT 11 szt.
- oprawa ewakuacyjna 2h Voyager z piktogramem wyjścia ewakuacyjnego szt. 7
- oprawa UNO 2TC-S 9W z napisem "wchodzić" (zielony) i "nie wchodzić" (czerwony) h=2,1m szt.2
- oprawa JALON H1x26W TC-D THORN - nocna 16 szt.H=0,4m
- rozdzielnia elektryczna istniejąca 1szt; do wymiany TE 1szt.
- wyłącznik 1-biegunowy WPT-1F p/t FORUM ELDA h=1,2m szt 4 - każdy zasilić z innego obwodu
- gniazdo wtyczkowe p/t FORUM - do wymiany w miejsce istniejących szt. 9
- wskaźnik pomieszczenia MED-RS13 DELTACALL PLUS 0,2m nad drzwiami szt.1
- przycisk przywoławczo-kasujący MED-CPR DELTACALL PLUS h=1,45m szt.1
- przycisk przywoławczy pociągowy MED-CUPC DELTACALL PLUS h=1,6m, szt.1
- optyczna czujka dymu DOR-4046 szt.1
- j. w. lecz w przestrzeni międzystropowej szt.1 istniejąca
- wskaźnik zadziałania WZ-31 szt.1 czujki międzystropowej

Uwaga: nieczynne przewody usunąć , czynne na tynku schować w tynku lub w przestrzeni międzystropowej.
Nad wejściem do pom. nr 406; 412 i 417 istniejące oprawy usunąć.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ - SP ZOZ		
Temat: OTOLARYNGOLOGIA I CHIRURGIA SZCZĘKOWA - KORYTARZ bud. nr1		
Projektant:	mgr inż. Jan Borodziejewicz	Nr upr. 43/79/WBPP
Opracował:	mgr inż. Jan Borodziejewicz	Nr upr. 43/79/WBPP
Sprawdził:		
Data :	Branża elektryczna gniazda i oświetlenie	Rys. nr : E-01